

Electrodomésticos Forsus



El aparato Forsus consta de un resorte superior y un brazo inferior. El resorte encaja en la banda molar superior y el brazo se engarza en el alambre del arco inferior. El brazo comprime el resorte cuando cierras los dientes. El resorte empuja el arco superior hacia atrás y el arco inferior hacia adelante, corrigiendo el resalte. Este aparato no es extraíble.

Cosas que debes saber

- Evite los alimentos pegajosos como caramelos masticables, caramelos de goma, caramelos de goma de mascar y caramelos de goma de mascar, ya que pueden aflojar el aparato. Además, evite los alimentos duros como el hielo, las nueces y los caramelos duros, ya que pueden romper el aparato.
- Tu cooperación es fundamental para lograr los resultados deseados. Sé cuidadoso con el aparato. El aparato Forsus funciona de manera muy eficaz, pero debes dejar que lo haga. Lo MÁS IMPORTANTE es no jugar con él. Puedes abrirlo todo lo que quieras, pero si mueves la mandíbula de un lado a otro, es posible que notes que se tensa. Si esto sucede, no lo fuerces más allá de su límite o lo romperás. Además, no intentes morder los resortes cuando lo muevas de un lado a otro. Nuevamente, lo romperás. Cuanto mejor trates el aparato, más rápido funcionará y menos tiempo necesitarás usarlo.
- Es importante cepillar el área alrededor del aparato de forma minuciosa pero cuidadosa para mantenerlo limpio y libre de caries, y también para mantener los dientes limpios. Asegúrese de que no queden restos de comida atrapados debajo de los brazos.
- Al principio, es posible que sienta dolor en los dientes después de la colocación de este aparato. También puede notar un exceso de saliva en la boca y una leve alteración del habla. Esto es normal y debería volver a la normalidad después de unos días.
- Cada paciente es único y sus necesidades son diferentes. Para algunas personas, el uso de un medicamento de venta libre similar al que se toma para el dolor de cabeza puede ser útil para aliviar el dolor. Si es necesario, generalmente es solo por uno o dos días.
- Algunas zonas del aparato Forsus pueden molestarle las mejillas al principio. Esto suele desaparecer después de unos días, pero el uso de cera o bolitas de algodón húmedas ayudará a minimizar la incomodidad mientras su boca se adapta. Enjuagarse con agua tibia con sal o Peroxyl y el uso de Benzodent ayudarán a que las zonas molestas se sientan mejor y vuelvan a la normalidad.
- A veces, cuando abres la boca demasiado, el brazo inferior se sale del resorte superior. Esto se corrige fácilmente abriendo bien la boca y usando el dedo o la lengua para guiar el brazo hacia el resorte. Puede ser necesario comprimir ligeramente el resorte para que el brazo se deslice hacia adentro.
- Llámenos inmediatamente si siente que algo está suelto o roto.